



# Kalibratievloeistoffen

*pH - Geleidbaarheid - Redox - Opgeloste Zuurstof*



## Kalibratie en Kwaliteit

Het bepalen van de pH, Geleidbaarheid, Redox en Opgeloste zuurstof zijn routine werkzaamheden bij de meeste Laboratoria en Proces applicaties. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze metingen zijn cruciaal voor de kwaliteitscontrole. *Het XS Kalibratievloeistof* assortiment voldoet aan uw behoeften en garandeert een onweerlegbare kalibratie.



**Traceerbaarheid en Betrouwbaarheid**



**Zekerheid en Accreditatie**



## pH Buffer Vloeistoffen

- 250 ml en 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment en temperatuur afhankelijkheid tabel voor nauwkeurige kalibratie
- Spaarzaam, gebruik de juiste hoeveelheid per kalibratie
- Gekleurde vloeistof voor snelle identificatie


### XS Professional met DAkkS/DKD certificaat

| pH Buffer |            |                   |        |       |
|-----------|------------|-------------------|--------|-------|
| Art. Nr.  | Verpakking | pH waarde (25 °C) | Nauwk. | Kleur |
| 51300903  | 4 x 75 ml  | 4,01              | ± 0,01 | Rood  |
| 51300913  | 4 x 75 ml  | 7,00              | ± 0,01 | Groen |
| 51300923  | 4 x 75 ml  | 9,21              | ± 0,02 | Blauw |
| 51300933  | 4 x 75 ml  | 10,01             | ± 0,02 | Geel  |
| 51300003  | 250 ml     | 4,01              | ± 0,01 | Rood  |
| 51300013  | 250 ml     | 7,00              | ± 0,01 | Groen |
| 51300023  | 250 ml     | 9,21              | ± 0,02 | Blauw |
| 51300033  | 250 ml     | 10,01             | ± 0,02 | Geel  |
| 51300103  | 500 ml     | 4,01              | ± 0,01 | Rood  |
| 51300113  | 500 ml     | 7,00              | ± 0,01 | Groen |
| 51300123  | 500 ml     | 9,21              | ± 0,02 | Blauw |
| 51300133  | 500 ml     | 10,01             | ± 0,02 | Geel  |
| 51300203  | 5 liter    | 4,01              | ± 0,01 | Rood  |
| 51300213  | 5 liter    | 7,00              | ± 0,01 | Groen |
| 51300223  | 5 liter    | 9,21              | ± 0,02 | Blauw |
| 51300233  | 5 liter    | 10,01             | ± 0,02 | Geel  |


- Bestendig tegen micro-organismen
- Werkelijke waarde en houdbaarheidsdatum vermeld op het label
- 24 maanden houdbaar
- Werkelijke waarde en houdbaarheidsdatum vermeld op certificaat
- Certificaten beschikbaar op onze website

### XS Basic met NIST Traceerbaarheid

| pH Buffer |            |                   |        |           |
|-----------|------------|-------------------|--------|-----------|
| Art. Nr.  | Verpakking | pH waarde (25 °C) | Nauwk. | Kleur     |
| 32383123  | 75 ml      | 4,01              | ± 0,01 | Rood      |
| 32383133  | 75 ml      | 7,00              | ± 0,01 | Groen     |
| 32383973  | 75 ml      | 9,21              | ± 0,02 | Blauw     |
| 32383963  | 75 ml      | 10,01             | ± 0,02 | Geel      |
| 51190013  | 250 ml     | 1,68              | ± 0,01 | Kleurloos |
| 51100033  | 250 ml     | 4,01              | ± 0,01 | Rood      |
| 51190023  | 250 ml     | 6,86              | ± 0,01 | Kleurloos |
| 51100043  | 250 ml     | 7,00              | ± 0,01 | Groen     |
| 51100053  | 250 ml     | 9,00              | ± 0,02 | Kleurloos |
| 51190083  | 250 ml     | 9,18              | ± 0,02 | Kleurloos |
| 51100073  | 250 ml     | 9,21              | ± 0,02 | Blauw     |
| 51100063  | 250 ml     | 10,01             | ± 0,02 | Geel      |
| 51190113  | 500 ml     | 1,68              | ± 0,01 | Kleurloos |
| 51100133  | 500 ml     | 4,01              | ± 0,01 | Rood      |
| 51190123  | 500 ml     | 6,86              | ± 0,01 | Kleurloos |
| 51100143  | 500 ml     | 7,00              | ± 0,01 | Groen     |
| 51100153  | 500 ml     | 9,00              | ± 0,02 | Kleurloos |
| 51190183  | 500 ml     | 9,18              | ± 0,02 | Kleurloos |
| 51100173  | 500 ml     | 9,21              | ± 0,02 | Blauw     |
| 51100163  | 500 ml     | 10,01             | ± 0,02 | Geel      |
| 51190333  | 1 liter    | 4,01              | ± 0,01 | Rood      |
| 51190343  | 1 liter    | 7,00              | ± 0,01 | Groen     |
| 51190353  | 1 liter    | 9,00              | ± 0,02 | Kleurloos |
| 51190373  | 1 liter    | 9,21              | ± 0,02 | Blauw     |
| 51190363  | 1 liter    | 10,01             | ± 0,02 | Geel      |
| 51100233  | 5 liter    | 4,01              | ± 0,01 | Rood      |
| 51100243  | 5 liter    | 7,00              | ± 0,01 | Groen     |
| 51100253  | 5 liter    | 9,00              | ± 0,02 | Kleurloos |
| 51100273  | 5 liter    | 9,21              | ± 0,02 | Blauw     |
| 51100263  | 1 liter    | 10,01             | ± 0,02 | Geel      |



Lot nummer, werkelijke waarde en houdbaarheidsdatum vermeld op de fles



Tabel met temperatuur afhankelijke waarden



Geleidbaarheid standaard 5 µS/cm  
met DANAK/DFM certificaat



Geleidbaarheid standaard 5 µS/cm  
met NIST traceerbaarheid



met DANAK/DFM certificaat



Met NIST traceerbaarheid

## Geleidbaarheid Standaard

- 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment en temperatuur afhankelijkheid tabel voor nauwkeurige kalibratie
- 1,3 en 5,0 µS/cm in 300 ml glazen fles
- Spaarzaam, gebruik de juiste hoeveelheid per kalibratie

- 24 maanden houdbaar
- 1,3 en 5,0 µS/cm zijn 12 maanden houdbaar
- Werkelijke waarde en houdbaarheidsdatum vermeld op het certificaat
- Certificaten beschikbaar op onze website

### XS Professional met DANAK/DFM certificaat

### XS Basic met NIST traceerbaarheid

| Geleidbaarheid Standaard |            |                            |             |
|--------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Art. Nr.                 | Verpakking | Waarde µS/cm (20°C / 25°C) | Nauwk.      |
| 51300303                 | 300 ml     | 1,3                        | ± 0,1 µS/cm |
| 51300313                 | 300 ml     | 5,0                        | ± 0,1 µS/cm |
| 51390923                 | 4 x 75 ml  | 76 / 84                    | ± 1 %       |
| 51390933                 | 4 x 75 ml  | 133 / 147                  | ± 1 %       |
| 51390943                 | 4 x 75 ml  | 1278 / 1413                | ± 1 %       |
| 51390953                 | 4 x 75 ml  | 11670 / 12880              | ± 1 %       |
| 51300323                 | 500 ml     | 76 / 84                    | ± 1 %       |
| 51300333                 | 500 ml     | 133 / 147                  | ± 1 %       |
| 51300343                 | 500 ml     | 1278 / 1413                | ± 1 %       |
| 51300353                 | 500 ml     | 11670 / 12880              | ± 1 %       |

| Geleidbaarheid Standaard |            |                            |             |
|--------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Art. Nr.                 | Verpakking | Waarde µS/cm (20°C / 25°C) | Nauwk.      |
| 60000613                 | 75 ml      | 76 / 84                    | ± 1 %       |
| 60000423                 | 75 ml      | 1278 / 1413                | ± 1 %       |
| 60000433                 | 75 ml      | 11670 / 12880              | ± 1 %       |
| 51100503                 | 300 ml     | 1,3                        | ± 0,1 µS/cm |
| 51100513                 | 300 ml     | 5,0                        | ± 0,1 µS/cm |
| 51100613                 | 500 ml     | 76 / 84                    | ± 1 %       |
| 51100623                 | 500 ml     | 133 / 147                  | ± 1 %       |
| 51100633                 | 500 ml     | 1278 / 1413                | ± 1 %       |
| 51100643                 | 500 ml     | 11670 / 12880              | ± 1 %       |
| 51100713                 | 5 liter    | 76 / 84                    | ± 1 %       |
| 51100723                 | 5 liter    | 133 / 147                  | ± 1 %       |
| 51100733                 | 5 liter    | 1278 / 1413                | ± 1 %       |
| 51100743                 | 5 liter    | 11670 / 12880              | ± 1 %       |



Individueel verzegelde  
75 ml flesjes voor  
éénmalig gebruik



Doosje sachets van 20 x 25ml met Analyse certificaat en uitklapbare standaard

Inclusief inklapbare standaard om één hand vrij te houden tijdens het kalibreren



## Sachets

- Levensduur 3 jaar
- Snel en gemakkelijk in gebruik
- Individueel geseald beschermt tegen licht
- Geleverd met NIST traceerbaar certificaat

### XS Basic Enkelvoudige Sachets

- Met temperatuur tabel
- Lot nummer, productie datum en verval datum geprint op elk sachet
- Geleverd met inklapbare standaard

### XS Basic Kalibratie Sets

| pH Buffer |            |                  |        |       |
|-----------|------------|------------------|--------|-------|
| Art. Nr.  | Verpakking | pH waarde (25°C) | Nauwk. | Kleur |
| 51102013  | 20 x 25 ml | 4,01             | ± 0,01 | Rood  |
| 51102023  | 20 x 25 ml | 7,00             | ± 0,01 | Groen |
| 51102043  | 20 x 25 ml | 10,01            | ± 0,02 | Geel  |

| Geleidbaarheid Standaard |            |                     |        |
|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| Art. Nr.                 | Verpakking | Waarde µS/cm (25°C) | Nauwk. |
| 51102053                 | 20 x 25 ml | 1413                | ± 1%   |
| 51102063                 | 20 x 25 ml | 12880               | ± 1%   |

| Onderhoud Vloeistoffen |            |                                      |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| Art. Nr.               | Verpakking | Inhoud                               |
| 51102083               | 20 x 10 ml | Bewaar vloeistof voor pH/ORP sensors |
| 51102093               | 20 x 25 ml | Gedistilleerd Water                  |

| Kalibreren Sets |                        |                                                                                          |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.        | Verpakking             | Inhoud                                                                                   |
| 51102203        | 20 x 25 ml             | Set CAL pH BIS 1x20 SACHET 25ml (10 x pH 4.01/7.00)                                      |
| 51102213        | 20 x 25 ml             | Set CAL pH TRIS 1x20 SACHET 25ml (7 x pH 4.01/7.00 + 6 x pH 10.01)                       |
| 51102223        | 20 x 25 ml             | Set CAL COND 1x20 SACHET 25ml (10 x EC 1413/12880µS/cm)                                  |
| 51102233        | 20 x 25 ml             | Set CAL PC 1x20 SACHET 25ml (7 x pH 4.01/7.00 + 6 x EC 1413µS/cm)                        |
| 51102243        | 18 x 25 ml / 2 x 10 ml | Set NAVUL pH 1x20 SACHET 25ml (6x pH 4.01/7.01/H2O + 2x Bewaar 10ml)                     |
| 51102253        | 20 x 25 ml             | Set NAVUL COND 1x20 SACHET 25ml (7 x EC 1413/12880µS/cm + 6 x H2O)                       |
| 51102263        | 18 x 25 ml / 2 x 10 ml | Set NAVUL PC 1x20 SACHET 25ml (5 x pH 4.01/7.01/EC 1413µS/cm + 3 x H2O + 2x Bewaar 10ml) |



## Redox Standaard Vloeistof

- 250 ml en 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment en temperatuur afhankelijkheid tabel voor nauwkeurige kalibratie
- Spaarzaam, gebruik de juiste hoeveelheid per kalibratie
- Werkelijke waarde en houdbaarheidsdatum vermeld op het label
- 24 maanden houdbaar
- Certificaten beschikbaar op onze website

### XS Basic met NIST Traceerbaarheid

| Redox Standaard voor ORP vericatie |            |                      |        |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| Art. Nr.                           | Verpakking | mV Waarde (25°C)     | Nauwk. |
| 32383153                           | 75 ml      | Redox/ORP 475mV/25°C | ± 5mV  |
| 51100303                           | 250 ml     | Redox/ORP 200mV/25°C | ± 5mV  |
| 51100313                           | 250 ml     | Redox/ORP 475mV/25°C | ± 5mV  |
| 51100323                           | 500 ml     | Redox/ORP 475mV/25°C | ± 5mV  |
| 51190333                           | 500 ml     | Redox/ORP 650mV/25°C | ± 5mV  |
| 51100323                           | 5 liter    | Redox/ORP 650mV/25°C | ± 5mV  |

## Zuurstof Standaard Vloeistoffen

- 0% Zuurstof Standaard, beschikbaar als vloeistof of als poeder voor langere houdbaarheid.
- 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment, spaarzaam, gebruik de juiste hoeveelheid per kalibratie

### XS Basic Standaarden

| Opgeloste Zuurstof Standaarden |            |                           |           |
|--------------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| Art. Nr.                       | Verpakking | Inhoud                    | Waarde DO |
| 50010272                       | 5 x 75 ml  | Poeder voor éénmalig      | 0 %       |
| 50010272                       | 75 ml      | Poeder voor éénmalig      | 0 %       |
| 50019272                       | 75 ml      | Vooraf gemengde vloeistof | 0 %       |
| 50019272                       | 500 ml     | Vooraf gemengde vloeistof | 0 %       |



Vul kalibratie compartiment



Kalibreer elektrode



Leeg kalibratie compartiment

## Bewaarvloeistof

- 75 ml, 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment en 5 liter Cubitainer met handig doseer kraantje voor pH en ORP elektrodes.
- Speciaal gebufferde samenstelling om de levensduur van uw elektrode te verlengen.
- 500 ml fles en 5 liter Cubitainer worden inclusief analyse certificaat geleverd.

## Navulvloeistoffen

- 30 ml, 75 ml en 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment voor pH, ORP en DO (opgeloste zuurstof) elektrodes
- Gespecialiseerde navulvloeistoffen voor specifieke applicaties zoals levensmiddelen, titraties en niet-waterige oplossingen.
- Beschikbaar in stevige kartonnen doos met 4 individueel verzegelde 75 ml flesjes.



## Reinigingsvloeistoffen

- 75 ml, 250 ml en 500 ml ergonomische fles met doseer compartiment.
- Gespecialiseerde reinigingsvloeistoffen voor verschillende type verontreinigingen.
- Een complete set met alle reinigingsvloeistoffen, ieder 75 ml, Beschikbaar in stevige kartonnen doos.



## XS Bewaarvloeistof

| Bewaarvloeistof |            |                                          |
|-----------------|------------|------------------------------------------|
| Art. Nr.        | Verpakking | Inhoud                                   |
| 32208043        | 75 ml      | XS Bewaarvloeistof voor pH/ORP elektrode |
| 32208053        | 500 ml     | XS Bewaarvloeistof voor pH/ORP elektrode |
| 32298063        | 5 ltr      | XS Bewaarvloeistof voor pH/ORP elektrode |

## XS Navulvloeistoffen

| Navulvloeistof |            |                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.       | Verpakking | Inhoud                                                     |
| 32208003       | 75 ml      | 3M KCl XS Sensor Navulvloeistof                            |
| 32208023       | 75 ml      | GLYCERIN-KCl XS Sensor Navulvloeistof                      |
| 32208033       | 75 ml      | 1 M KNO3 XS Sensor Navulvloeistof                          |
| 32298043       | 75 ml      | 1M LiCl in ethyl alcohol XS Navulvloeistof                 |
| 32298203       | 4 x 75 ml  | 3M KCl XS Sensor Navulvloeistof                            |
| 32298223       | 4 x 75 ml  | GLYCERIN-KCl XS Sensor Navulvloeistof                      |
| 32298333       | 4 x 75 ml  | 1 M KNO3 XS Sensor Navulvloeistof                          |
| 32298243       | 4 x 75 ml  | 1M LiCl in ethyl alcohol XS Navulvloeistof                 |
| 32208013       | 500 ml     | 3M KCl XS Sensor Navulvloeistof                            |
| 50010262       | 30 ml      | XS Sensor Navulvloeistof voor Polarografische DO elektrode |

## XS Reinigingsvloeistoffen

| Reinigingsvloeistoffen |            |                                                                                         |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. Nr.               | Verpakking | Inhoud                                                                                  |
| 32208063               | 75 ml      | XS Reiniger A - PROTEÏNE reinigingsvloeistof (pepsine) voor XS Sensor                   |
| 32208073               | 75 ml      | XS Reiniger B - DIAFRAGMA reinigingsvloeistof (thioureum) voor XS Sensor                |
| 32208083               | 75 ml      | XS Reiniger C - REGENERATIE vloeistof (Waterstoffluoride) voor XS Sensor                |
| 32298093               | 75 ml      | XS Reiniger D - ALGEMEEN reinigingsvloeistof voor XS Sensor                             |
| 32298053               | 4 x 75 ml  | Complete set met XS Reinigingsvloeistoffen voor XS Sensor. Incl.: Reiniger A, B, C en D |
| 32208093               | 250 ml     | XS Reiniger A - PROTEÏNE reinigingsvloeistof (pepsine) voor XS Sensor                   |
| 32208103               | 250 ml     | XS Reiniger B - DIAFRAGMA reinigingsvloeistof (thioureum) voor XS Sensor                |
| 32298113               | 250 ml     | XS Reiniger D - ALGEMEEN reinigingsvloeistof voor XS Sensor                             |
| 32298123               | 500 ml     | XS Reiniger A - PROTEÏNE reinigingsvloeistof                                            |
| 32298133               | 500 ml     | XS Reiniger B - DIAFRAGMA reinigingsvloeistof (thioureum) voor XS Sensor                |
| 32298143               | 500 ml     | XS Reiniger D - ALGEMEEN reinigingsvloeistof voor XS Sensor                             |

## 75 ml fles

- Voor het eenvoudig vervangen van de flesjes die bij uw XS instrumenten geleverd zijn.
- Doorzichtig PVC flesje om de inhoud visueel te inspecteren.
- Verzegelde dop met afbreekring voor een gegarandeerde ongeopende fles.
- Te gebruiken als "éénmalig gebruik verpakking" voor een absoluut gegarandeerde schone en niet verontreinigde kalibratievloeistof.
- Beschikbaar in stevige kartonnen doos met 4 st. in verschillende configuraties\* zoals:

Vervang kit: pH4.01, pH7.00, Reiniger D & Bewaarvloeistof  
pH4.01, pH7.00, 1413 $\mu$ S & 12.88mS  
Etc.

"Éénmalig gebruik" kit: 4x pH7.00 XS Professional\*\*  
4x pH4.01 XS Basic\*\*  
Etc.

Onderhoud kit: Reiniger A, B, C & D  
Reiniger C, pH7.00, Bewaarvloeistof & 3M KCl navulvloeistof.  
Etc.

\* Andere configuraties beschikbaar, vraag gerust naar de mogelijkheden.  
\*\* Geleverd met analysecertificaat

## 250 ml, 500 ml en 1 liter fles

- Sterke, lekbestendige fles gemaakt van HDPE
- Verzegelde dop met afbreekring voor een gegarandeerde ongeopende fles.
- Ergonomische "krijp" fles met doseer compartiment van 20 ml/25ml.
- Vloeistof in het doseer compartiment kan niet terug in de fles, dus geen mogelijkheid de inhoud te verontreinigen.
- Mogelijk om in het doseer compartiment te kalibreren.
- Beschikbaar in dozen van 10 st. voor eenvoudige verzending en opslag in uw magazijn.
- Alle gecertificeerde vloeistoffen worden geleverd in een grip zak samen met het analysecertificaat.
- Beschikbaar in specifieke configuratie doos voor 4 st., zoals:

Vervang kit: pH4.01, pH7.00, Reiniger D & Bewaarvloeistof  
pH4.01, pH7.00, 1413 $\mu$ S & 12.88mS  
Etc.

Onderhoudskit: Reiniger A, B, C & D  
Reiniger C, pH7.00, Bewaarvloeistof & 3M KCl navul vloeistof.  
Etc.

\*Andere configuraties beschikbaar, vraag gerust naar de mogelijkheden.

## 5 liter cubitainer

- Stevige kartonnen doos met daarin een lekbestendige LDPE zak, en een doseer kraantje.
- Verzegelde dop met afbreekring voor een gegarandeerde ongeopende fles.
- Ideaal voor grootverbruikers of het afvullen van andere flessen.
- Terwijl de vloeistof afgetapt wordt, vouwt de zak in elkaar zodat er geen lucht in komt die de vloeistof zou kunnen verontreinigen.
- Alle gecertificeerde vloeistoffen worden geleverd met analysecertificaat.





## Zekerheid en Accreditatie

De metingen van pH en geleidbaarheid zijn veel nauwkeuriger wanneer de gebruikte kalibratiestandaarden betrouwbaarder zijn. De XS Professional-standaarden zijn een garantie voor de metrologische traceerbaarheid van uw meetketen en zijn ideaal voor gereguleerde procedures. Traceerbaarheid wordt verzekerd door de certificering door geaccrediteerde kalibratielaboratoria volgens UNI CEI EN ISO / IEC 17025. De pH-buffervloeistoffen zijn DKD-DakKS gecertificeerd door certificering bij ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren. De geleidbaarheidsstandaarden zijn DANAK-gecertificeerd door certificering bij DFM Danish Institute of Fundamental Metrology.

**DakKS en DANAK worden geaccepteerd door andere accreditatieinstanties in het kader van de Europese samenwerking voor accreditatie (EA) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).**



**Members and Associates**



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Algerije <b>ALGERAC</b> | Nederland <b>RVA</b>            |
| België <b>BELAC</b>     | Noorwegen <b>NA</b>             |
| Bulgarije <b>BAS</b>    | Oostenrijk <b>AA</b>            |
| Denemarken <b>DANAK</b> | Polen <b>PCA</b>                |
| Duitsland <b>DakKS</b>  | Roemenië <b>RENAR</b>           |
| Egypte <b>EGAC</b>      | Servië <b>ATS</b>               |
| Frankrijk <b>COFRAC</b> | Slowakije <b>SNAS</b>           |
| Griekenland <b>ESYD</b> | Slovenië <b>SA</b>              |
| Hongarije <b>NAH</b>    | Spanje <b>ENAC</b>              |
| IJsland <b>ISAC</b>     | Tsjechië <b>CAI</b>             |
| Ierland <b>INAB</b>     | Tunesië <b>TUNAC</b>            |
| Israël <b>ISRAC</b>     | Turkije <b>TURKAK</b>           |
| Italië <b>ACCREDIA</b>  | Verenigd Koninkrijk <b>UKAS</b> |
| Kroatië <b>HAA</b>      | Zweden <b>SWEDAC</b>            |
| Marokko <b>SEMAC</b>    | Zwitserland <b>SAS</b>          |



## Traceerbaarheid en Betrouwbaarheid

XS Basic standaarden zijn traceerbaar naar de IUPAC-pH-schaal, door een ononderbroken reeks van vergelijkingen rechtstreeks met standaard referentiematerialen vervaardigd door NIST en PTB. Elke vloeistof wordt geleverd met het analysecertificaat van ons interne laboratorium dat kwaliteit, traceerbaarheid en nauwkeurigheid garandeert. XS Basic standaarden zijn uw perfecte partner voor verificatie van sensoren en meetsystemen.

Uw professionele dealer:



Gegarandeerd Door:

